

DGG 50-40

Rei'ittämätön höyrykypsennysastia

DG 7000 -höyryuuneihin ja DGM 6000/7000 höyry-/mikroaaltoyhdistelmäuuneihin.

EAN: 4002515603987 / Materiaalin numero: 10168200 /  
Vanhan materiaalin numero: 23996120EU1



- Ruokien kypsennykseen kastikkeessa, liemessä tai vedessä
- esim. pasta, riisi ja keitot
- Tilavuus: 2,2 l, käyttötilavuus: 1,6 l
- Ulkoiset mitat L x S x K:  
375 x 197 x 40 mm
- Ei sovellu mikroaaltokypsennykseen!