

DGGL 100-40

Rei'itetyt höyrykypsennysastiat

DG 7000 -höyryuuneihin ja DGM 6000/7000 höyry-/mikroaaltoyhdistelmäuuneihin.

EAN: 4002515604083 / Materiaalin numero: 10170300 /  
Vanhan materiaalin numero: 23996124EU1



- Kasvisten, kalan, lihan, perunoiden kypsennykseen ilman nestettä
- Täydellinen pakasteiden sulatukseen
- Tilavuus: 4,0 l, käyttötilavuus: 3,4 l
- Ulkoiset mitat L x S x K: 375 x 394 x 40 mm
- Ei sovellu mikroaaltokypsennykseen!