

GP CL DGC 251 L
DGClean 250 ml
täydellisiin puhdistustuloksiin yhdistelmähöryruuneissa.

EAN: 4002515604502 / Materiaalin numero: 10172710 /
Vanhan materiaalin numero: 23996125EU1



- Erittäin tehokas rasvan poistokapasiteetti ilman hajuja
- Vaivatonta puhdistusta hyvän tarttumisominaisuuden ansiosta
- Tarttuu täydellisesti myös pystysuoriin pintoihin
- Elintarviketurvallinen
- Huolellisella hoidolla vuosien luotettava toiminta