

DOS G 80/72

Peristalttinen mittauspumppu

Nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



- Sopii kaikkiin PG 8172 astianpesukoneisiin
- 448 mm mm:n imuputki 20-30 litran säiliölle
- Annostelee enintään 55 Milliliter ml minuutissa
- Määritetään astianpesukoneen säätimillä ja painikkeilla

EAN: 4002515648698 / Materiaalin numero: 10210160 /
Vanhan materiaalin numero: 67747022D

Tuotteen luokitus	
Läpantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Tuoteluokka	
Ulkoinen annostelujärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
Tuotantoteho, ml/60 s	55
Imuputken pituus, mm	448
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	200-230
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,01
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	198
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	478
Nettopaino, kg	1,91
Bruttopaino, kg	2,13