

DE-CS7-85

Laitteen kansi

koneen kansilevyyn, syvyys 70 cm, leveys 90 cm.



EAN: 4002515648155 / Materiaalin numero: 10222780 /
Vanhan materiaalin numero: 69216011D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Tuoteluokka	
Kansi	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	15
Ulkomitat, nettoleveys, mm	700
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	900
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	790
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	990
Nettopaino, kg	14,45
Bruttopaino, kg	16,75