

NB TD 0021

Täyttöastia 2

tavallisten pyykinpesuaineiden annosteluun TwinDos-pyykinpesukoneissa.

EAN: 4002515631775 / Materiaalin numero: 10223120 /
Vanhan materiaalin numero: 11997092D



- Läpinäkyvä 1,5 litran säiliö
- Voidaan täyttää nestemäisellä pesuaineella tai huuhteluaineella
- TwinDos-järjestelmän huuhteluun
- Joihinkin Miele W1 TwinDos-malleihin