

HUB 5001-XL

Gourmet-induktiopannu

Paistamiseen, hauduttamiseen ja gratinointiin.

EAN: 4002515689301 / Materiaalin numero: 10314310 /  
Vanhan materiaalin numero: 22996297EU1



- Enimm. tilavuus n. 8 kg – ulkomitat:  
LxSxK 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Valettu alumiinista, käsinvalettu
- Tarttumattoman pinnan ansiosta helppo puhdistaa
- Ilman rst-suojusta HBD 60-35
- Uuneihin