

E 454/1

Suihkusuutin

erilaisten välineiden koneelliseen puhdistukseen, erityisesti proktoskoopeille.



- Sopii proktoskoopeille, troakaarihylsille ja vastaaville

EAN: 4002515722954 / Materiaalin numero: 10342490 /
Vanhan materiaalin numero: 69745402D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Ontojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Ontot instrumentit [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	8
Ulkomitat, nettoleveys, mm	8
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	300
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	60
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	160
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	350
Halkaisija, mm	8
Nettopaino, kg	0,06
Bruttopaino, kg	0,07