

VB 1828

Pienet vakumointipussit  
kaikkiin Mielen vakumointilaatikoihin.

EAN: 4002515733561 / Materiaalin numero: 10380620 /  
Vanhan materiaalin numero: 23996127EU1



- Ihanteellinen sous vide -vakuumikypsennykseen
- Sopii sekä kiinteille että nestemäisille elintarvikkeille
- Sileä, repeytymätön, 90 µ. Kertakäyttöinen.
- Mitat: 180 x 280 mm – sisältö: määrä 50