

VB 2435

Suuret vakumointipussit
kaikkiin Mielen vakumointilaatikoihin.



EAN: 4002515735244 / Materiaalin numero: 10380630 /
Vanhan materiaalin numero: 23996128EU1

- Ihanteellinen sous vide -vakuumikypsennykseen
- Sopii sekä kiinteille että nestemäisille elintarvikkeille
- Sileä, repeytymätön, 90 µ. Kertakäyttöinen.
- Mitat: 240 x 350 mm – sisältö: määrä 50