

PPSSW0010

Lämpösähköinen testi
pyykinpesukoneille ja astianpesukoneille.

- Lämpötilan ja ylläpitoajan
- Kalibroitujen dataloggereiden käyttö
- Testimittausprotokollat

EAN: 4002515756737 / Materiaalin numero: 10486590 / Vanhan materiaalin numero:

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Sopimuksen sisältö	
Suoritettujen toimenpiteiden dokumentointi	•
Valittuun palveluun tarvittavat matkat	•
Valittuun palveluun tarvittava työaika	•
Yksityiskohtainen dokumentointi	•
Lämpösähköinen testi kalibroidun mittalaitteen avulla	•
Huoltoväli	1 x jährlich