

A 815

Suutin

Optimipuhdistus käsi- ja kulmakappaleille, joissa on ulkoinen suihkukanava.



- Käytetään A 812:n, A 813:n kanssa tai yläkorissa A 105/1
- Koostuu 4 suuttimesta silikoniletkuineen, pituus n. 114 mm

EAN: 4002515830413 / Materiaalin numero: 10619690 /
Vanhan materiaalin numero: 68681500D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Läpinäkyvä
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Käsi- ja kulmakappaleet [määrä]	4
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	10
Ulkomitat, nettoleveys, mm	10
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	114
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Halkaisija, mm	10
Nettopaino, kg	0,05
Bruttopaino, kg	0,12