

A 815

Suutin

Optimipuhdistus käsi- ja kulmakappaleille, joissa on ulkoinen suihkukanava.



- Käytetään A 812:n, A 813:n kanssa tai yläkorissa A 105/1
- Koostuu 4 suuttimesta silikoniletkuineen, pituus n. 114 mm

EAN: 4002515830413 / Materiaalin numero: 10619690 /  
Vanhan materiaalin numero: 68681500D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suihkusuutin	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Läpinäkyvä
<b>Käyttökohde</b>	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Käsi- ja kulmakappaleet [määrä]	4
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	10
Ulkomitat, nettoleveys, mm	10
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	114
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Halkaisija, mm	10
Nettopaino, kg	0,05
Bruttopaino, kg	0,12