


A 207

Vaunu

Mikroinstrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tehokas käsittely: nopea täyttö ja suuri suoritusteho
- Ylätaso: enintään 8 koria ontoille instrumenteille
- Alataso: 8 vaakakoria muille oftalmologiainstrumenteille

EAN: 4002515815601 / Materiaalin numero: 10632400 /
Vanhan materiaalin numero: 69620700D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Vaunu oftalmologian instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mahdollisuus keskussuodattimen käyttöön	•
Käyttökohde	
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Tarjottimet [määrä]	16
OP-sarjat mikroinstrumenteille [määrä]	8
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	438
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	542
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,40
Bruttopaino, kg	6,40
Mukana toimitettava paketti	
A 311 tarjotinteline [määrä]	2
A 800 suodatinputki [määrä]	1
A 804 puhdistusharja [määrä]	1