


A 207

Vaunu

Mikroinstrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tehokas käsittely: nopea täyttö ja suuri suoritusteho
- Ylätaso: enintään 8 koria ontoille instrumenteille
- Alataso: 8 vaakakoria muille oftalmologiainstrumenteille

EAN: 4002515815601 / Materiaalin numero: 10632400 /  
Vanhan materiaalin numero: 69620700D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuotteytteudet</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu oftalmologian instrumenteille	•
<b>Käyttökohde</b>	
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mahdollisuus keskussuodattimen käyttöön	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Tarjottimet [määrä]	16
OP-sarjat mikroinstrumenteille [määrä]	8
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	438
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	542
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,40
Bruttopaino, kg	6,40
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
A 311 tarjotinteline [määrä]	2
A 800 suodatinputki [määrä]	1
A 804 puhdistusharja [määrä]	1