

A 310
Teline
8 leikkaussalijalkineelle.



- Yläkoriin
- Sopii 8 leikkaussalijalkineelle, enintään kokoa 41
- Voidaan käyttää yläkoreissa A 101 ja A 102

EAN: 4002515816349 / Materiaalin numero: 10632610 /
Vanhan materiaalin numero: 69631000D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline leikkaussalijalkineille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Leikkaussalijalkineet [määrä]	8
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	75
Ulkomitat, nettoleveys, mm	405
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	435
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	425
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	450
Nettopaino, kg	0,50
Bruttopaino, kg	0,83