

DTD 2

Vedenkeruuastia

ProCare-kemikaalikanisterien turvalliseen sijoittamiseen.



- Tilaa kahdelle ProCare-kemikaalikanisterille
- ProCare-sarjan 5 ja 10 l kanisterien turvalliseen sijoittamiseen
- Kallistus mahdollistaa kanisterin perusteellisemmän tyhjenemisen
- Sopii käytettäväksi viereisessä yksikössä

EAN: 4002515933695 / Materiaalin numero: 10695460 /
Vanhan materiaalin numero: 61910001D

Tuotteen luokitus	
ProCare	•
Käyttökohteet	
Auttaa sijoittamaan ProCare-kemikaalikanisterit turvallisesti	•
Saa ProCare-kemikaalikanisterit tyhjenemään optimaalisesti	•
Tuoteyhteydet	
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8063	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Tuoteluokka	
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
Tilaa kahdelle 5 tai 10 litran ProCare-kemikaalikanisterille	•
Kallistettu lattia edistää ProCare-kemikaalikanisterien optimaalista tyhjenemistä	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	62
Ulkomitat, nettoleveys, mm	420
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	262
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	73
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	324
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	459
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	463,00

DTD 2

Vedenkeruuastia

ProCare-kemikaalikanisterien turvalliseen sijoittamiseen.



EAN: 4002515933695 / Materiaalin numero: 10695460 /
Vanhan materiaalin numero: 61910001D

Nettopaino [kg]	0,42
Bruttopaino, kg	0,73
Kapasiteetti	
Kanisterit, koko enint. 190 x 230 mm [määrä]	2
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	74
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	327
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	463
Bruttopaino, kg	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	62
Ulkomitat, nettoleveys, mm	420
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	262
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	74
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	327
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	463
Nettopaino, kg	0,42
Bruttopaino, kg	0,72