

A 818

Hylsyn suojus

instrumenttien optimaaliseen kiinnittämiseen holkkeihin.



- 12 kapselin pakkaus
- Avaustapa sovitettavissa eri sovelluksiin

EAN: 4002516100119 / Materiaalin numero: 10706620 /
Vanhan materiaalin numero: 69681800D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Valkoinen
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	20
Ulkomitat, nettoleveys, mm	20
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	20
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Halkaisija, mm	20
Nettopaino, kg	0,03
Bruttopaino, kg	0,03