

GP CL WG 252 P

IntenseClean, 200 g

Hygieenistä puhtautta astianpesukoneissa ja pyykinpesukoneissa

EAN: 4002515882825 / Materiaalin numero: 10717160 /
Vanhan materiaalin numero: 21995511EU8



- Poistaa rasvan ja bakteerit sekä niiden aiheuttamat hajut
- Tehokasta peruspuhdistusta – Miele-erikoiskoostumus
- Käytä 1–3 kertaa vuodessa
- Huolellisella hoidolla vuosien luotettava toiminta