

DS 10

Kalvopumppu

10-litran kanistereille, nestemäisten aineiden annostukseen.



- Mahdollistaa lisäannostuspumppujen jälkiasennuksen
- Pesu-, huuhtelu- ja neutralointiaineiden annostukseen
- Mukana imuputki 10 litran kemikaalikanistereja varten
- Toimituksen osat: Ann.pumppu, imuputki, virtaamamittari ja letkut

EAN: 4002515992241 / Materiaalin numero: 10880870 /  
Vanhan materiaalin numero: 69249101D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Annostusjärjestelmä	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Vaihto-/tasavirta	DC
Jännite, V	24
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,01
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	480
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150
Nettopaino, kg	1,05
Bruttopaino, kg	1,25