

PR

Sisäänrakennettu protokollatulostin
Täyttöeräprotokollien tulostukseen.



EAN: 4002516024040 / Materiaalin numero: 10931290 /
Vanhan materiaalin numero: 69247003D

| | |
|---|-------|
| Tuotteen luokitus | |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PLW 8617 | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Väri | Musta |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 0 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 0 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 0 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 95 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 190 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 291 |
| Nettopaino, kg | 0,92 |
| Bruttopaino, kg | 2,50 |