

GP DC 001 C

Kalkinpoistopatruuna

Mielen kahvikeskusten automaattiseen kalkinpoistoon.

EAN: 4002516042327 / Materiaalin numero: 10959980 /
Vanhan materiaalin numero: 29996909EU3



- Poistaa tarkasti jäämät ja kalkkisaostumat
- Hellävaraisen kalkinpoiston avulla erittäin tehokas puhdistus
- Ei manuaalista työtä
- Ei kemikaalijäämiä kalkinpoiston jälkeen
- Yksi pakkaus kestää noin 1 vuoden
- Huolellisella hoidolla vuosien luotettava toiminta