

GP CC 001 C

AutoCleaner

Miele kahvikeskusten täysin automaattiseen puhdistukseen.

EAN: 4002516105619 / Materiaalin numero: 10971410 /  
Vanhan materiaalin numero: 29996915EU3



- Määrä: 4
- Poistaa tehokkaasti jäännökset haudutusyksiköstä
- Puhdistaa myös maitoputkiston
- Yksi pakkaus kestää noin 1 vuoden
- Huolellisella hoidolla vuosien luotettava toiminta