

A 500

Vaunu

1 taso laboratoriolasien ja -välineiden käsittelyyn.



- Moduulien, telineiden ja verkkokorien kiinnitykseen
- Laajennettavissa 2-tasoiseksi A 603:n avulla

EAN: 4002516050421 / Materiaalin numero: 10973880 /  
Vanhan materiaalin numero: 69650001D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu telineille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokorit [määrä]	3
SPRI-verkkokorit [määrä]	2
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	153
Ulkomitat, nettoleveys, mm	650
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	810
Nettopaino, kg	4,70
Bruttopaino, kg	5,00