

A 501

Vaunu

4 tasoa laboratoriolasien ja -välineiden käsittelyyn.



- Moduulien, telineiden ja verkkokorien kiinnitykseen
- Laajennettavissa 5- tai 6-tasoiseksi A 601 -moduulien avulla

EAN: 4002516050438 / Materiaalin numero: 10973890 /  
Vanhan materiaalin numero: 69650101D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu telineille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokorit [määrä]	18
SPRI-verkkokorit [määrä]	12
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	659
Ulkomitat, nettoleveys, mm	650
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	710
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	795
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	860
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	715
Nettopaino, kg	9,80
Bruttopaino, kg	31,00