


A 601

Teline

ylimääräisen tason lisäämiseen vaunuun A 501.



- Ilman suihkuvartta

EAN: 4002516050513 / Materiaalin numero: 10973970 /  
Vanhan materiaalin numero: 69660101D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Muut telineet / muut moduulit	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokorit [määrä]	3
SPRI-verkkokorit [määrä]	2
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	33
Ulkomitat, nettoleveys, mm	590
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	775
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	610
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	790
Nettopaino, kg	2,12
Bruttopaino, kg	2,96