

A 603

Lisätarvike

vaunun A 500 muuntamiseen 2-tasoiseksi.



- Suinkuvarren kanssa

EAN: 4002516050520 / Materiaalin numero: 10973980 /
Vanhan materiaalin numero: 69660301D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Muut telineet / muut moduulit	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	3
SPRI-verkkokorit [määrä]	2
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	565
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	780
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	710
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	6,80
Bruttopaino, kg	13,80