

A 314

Verkkokorit

Optimaaliseen silmälääkärin onntojen instrumenttien puhdistukseen.



- Sis. yhden suorasuihkujen jakoputken silmäinstrumentteja varten
- Verkkokori, jossa irrotettava kansi
- Sopii moduuliin A 207

EAN: 4002516321262 / Materiaalin numero: 10979670 /
Vanhan materiaalin numero: 69631400D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	38
Ulkomitat, nettoleveys, mm	223
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	151
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	180
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	245
Nettopaino, kg	0,72
Bruttopaino, kg	0,85