


A 605

Moduuli

ampullien, koeputkien yms. optimaaliseen käsittelyyn.



- 98 suihkusuitinta
- Enimmäis-K 160 mm, enimmäis-Ø 20 mm
- Vaunuun A 503

EAN: 4002516063339 / Materiaalin numero: 10999010 /  
Vanhan materiaalin numero: 69660500D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli koeputkille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Koeputkien koneelliseen käsittelyyn	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	98
Injektiopullot [määrä]	98
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	158
Ulkomitat, nettoleveys, mm	254
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	604
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,40
Bruttopaino, kg	6,40