

A 612

Moduuli

suurikokoisen laboratoriolasitavaran optimaaliseen käsittelyyn.



- Voidaan varustaa yksilöll. A 846-, A 847- ja A 848 -suorasuihkusuuttimilla
- Sopii 2–10 l laboriopulloille, 2–6 l pyöreille pulloille
- Sopii 2–5 l erlenmeyerpulloille, 2–5 l mittapulloille
- Sopii suorasuihkuvaunuihin A 503 ja APLW 511

EAN: 4002516063353 / Materiaalin numero: 10999050 /
Vanhan materiaalin numero: 69661200D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Kapasiteetti	
Suuret laboratoriolasitavarat [määrä]	4
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	221
Ulkomitat, nettoleveys, mm	253
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	608
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	245
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	270
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	635
Nettopaino, kg	3,60
Bruttopaino, kg	4,40