


A 613

Moduuli

titraus- ja mittapipettien optimaaliseen käsittelyyn.



- 98 suihkusuutinta
- Sopii 1–50 ml:n mittapipeteille
- Sopii 1–100 ml:n titrauspipeteille
- Vaunuun A 503

EAN: 4002516063360 / Materiaalin numero: 10999070 /
Vanhan materiaalin numero: 69661300D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli pipeteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Pipetit [määrä]	98
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	194
Ulkomitat, nettoleveys, mm	254
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	604
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	270
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	4,40
Bruttopaino, kg	6,40