

A 620

Moduuli

laboratoriolasitavaran optimaaliseen käsittelyyn, 10 suorasuihkuliitääntää.



- Voidaan varustaa enint. 10 suuttimella tarpeiden mukaan
- Vaunuun A 503
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516063391 / Materiaalin numero: 10999100 /
Vanhan materiaalin numero: 69662000D

| Tuotteen luokitus | |
|---|-------------------|
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Tuoteluokka | |
| Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille | • |
| Teline erilaisille pulloille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Osa EasyLoad-järjestelmää | • |
| Käyttökohde | |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 113 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 133 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 608 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 145 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 150 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 620 |
| Nettopaino, kg | 0,77 |
| Bruttopaino, kg | 1,82 |