

A 621

Moduuli

laboratoriolasitavaran optimaaliseen käsittelyyn, 20 suorasuihkuliitääntää.



- Voidaan varustaa enint. 20 suuttimella tarpeiden mukaan
- Vaunuun A 503
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516063407 / Materiaalin numero: 10999110 /  
Vanhan materiaalin numero: 69662100D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Laite-/lisävarusteluokka</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	20
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	113
Ulkomitat, nettoleveys, mm	173
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	608
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	165
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	205
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	660
Nettopaino, kg	1,11
Bruttopaino, kg	2,24