


A 622

Moduuli

Laboratoriolasitavaran optimaaliseen käsittelyyn, 36 suorasuihkuliitäntää.



- Voidaan varustaa jopa 36 suuttimella
- Vaunuun A 503
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516063414 / Materiaalin numero: 10999120 /
Vanhan materiaalin numero: 69662200D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	36
Pullot [määrä]	36
Pyöreät pullo [määrä]	36
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	113
Ulkomitat, nettoleveys, mm	204
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	608
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	145
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	220
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	625
Nettopaino, kg	1,42
Bruttopaino, kg	2,53