

A 506

Vaunu

4 tasoa laboratoriolasien ja -välineiden käsittelyyn.



- Moduulien, telineiden ja verkkokorien kiinnitykseen

EAN: 4002516063223 / Materiaalin numero: 10999130 /
Vanhan materiaalin numero: 69650600D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Vaunu telineille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Verkkokorien koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	12
SPRI-verkkokorit [määrä]	8
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	555
Ulkomitat, nettoleveys, mm	650
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,40
Bruttopaino, kg	6,40