

A 506

Vaunu

4 tasoa laboratoriolasien ja -välineiden käsittelyyn.



- Moduulien, telineiden ja verkkokorien kiinnitykseen

EAN: 4002516063223 / Materiaalin numero: 10999130 /  
Vanhan materiaalin numero: 69650600D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydät</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu telineille	•
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Verkkokorien koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokorit [määrä]	12
SPRI-verkkokorit [määrä]	8
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	555
Ulkomitat, nettoleveys, mm	650
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,40
Bruttopaino, kg	6,40