


APWD 081

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



EAN: 4002516065708 / Materiaalin numero: 11013500 /
Vanhan materiaalin numero: 68508100D

Tuotteen luokitus	
Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
PWD 8545	•
Tuoteluokka	
Teline alusastioille ja virtsapulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Virtsapullot [määrä]	3
Alusastiat [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	315
Ulkomitat, nettoleveys, mm	408
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	330
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	345
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	436
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	505
Nettopaino, kg	1,17
Bruttopaino, kg	2,77