


APWD 093

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



EAN: 4002516066033 / Materiaalin numero: 11013620 /
Vanhan materiaalin numero: 68509300D

Tuotteen luokitus	
Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
PWD 8545	•
Tuoteluokka	
Teline alusastiaille ja virtsapulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Virtsapullot [määrä]	3
Alusastiat [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	325
Ulkomitat, nettoleveys, mm	395
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	390
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	348
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	430
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	506
Nettopaino, kg	1,91
Bruttopaino, kg	3,38