


APWD 106

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



EAN: 4002516066101 / Materiaalin numero: 11013690 /  
Vanhan materiaalin numero: 68510600D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PWD 8549	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline alusastiolle ja virtsapulloille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Virtsapullot [määrä]	2
Alusastiat [määrä]	1
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	315
Ulkomitat, nettoleveys, mm	345
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	425
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	345
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	435
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	510
Nettopaino, kg	2,12
Bruttopaino, kg	3,74