


APWD 107

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



EAN: 4002516066149 / Materiaalin numero: 11013700 /
Vanhan materiaalin numero: 68510700D

Tuotteen luokitus	
Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
PWD 8549	•
Tuoteluokka	
Teline alusastiolle ja virtsapulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Virtsapullot [määrä]	2
Alusastiat [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	330
Ulkomitat, nettoleveys, mm	435
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	410
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	365
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	435
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	515
Nettopaino, kg	2,10
Bruttopaino, kg	2,10