

APWD 108

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



EAN: 4002516066156 / Materiaalin numero: 11013710 /
Vanhan materiaalin numero: 68510800D

| | |
|---|-------------------|
| Tuotteen luokitus | |
| Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PWD 8549 | • |
| Tuoteluokka | |
| Teline alusastiolle ja virtsapulloille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Käyttökohde | |
| Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Virtsapullot [määrä] | 2 |
| Alusastiat [määrä] | 1 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 330 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 435 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 410 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 365 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 435 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 515 |
| Nettopaino, kg | 2,10 |
| Bruttopaino, kg | 2,10 |