


APWD 109

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



EAN: 4002516066163 / Materiaalin numero: 11013720 /
Vanhan materiaalin numero: 68510900D

Tuotteen luokitus

Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet

•

Tuoteyhteydet

PWD 8549

•

Tuoteluokka

Teline alusastioille ja virtsapulloille

•

Käyttökohde

Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely

•

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs

Väri

Ruostumaton teräs

Kapasiteetti

Virtsapullot [määrä]

2

Alusastiat [määrä]

1

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

380

Ulkomitat, nettoleveys, mm

435

Ulkomitat, nettosyvyys, mm

410

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

365

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

435

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

515

Nettopaino, kg

2,19

Bruttopaino, kg

3,79