


APWD 110

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



EAN: 4002516066217 / Materiaalin numero: 11013730 /
Vanhan materiaalin numero: 68511000D

Tuotteen luokitus	
Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
PWD 8549	•
Tuoteluokka	
Teline alusastiolle ja virtsapulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Virtsapullot [määrä]	2
Alusastiat [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	370
Ulkomitat, nettoleveys, mm	435
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	410
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	370
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	430
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	510
Nettopaino, kg	2,34
Bruttopaino, kg	4,06