

APWD 121

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



Image
in progress

EAN: 4002516066255 / Materiaalin numero: 11013770 /
Vanhan materiaalin numero: 68512100D

Tuotteen luokitus	
Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
PWD 8541	•
PWD 8546	•
Tuoteluokka	
Teline alusastioille ja virtsapulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Virtsapullot [määrä]	4
Alusastiat [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	210
Ulkomitat, nettoleveys, mm	400
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	315
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	255
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	408
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	512
Nettopaino, kg	1,40
Bruttopaino, kg	2,70