

APWD 122

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



Image
in progress

EAN: 4002516066262 / Materiaalin numero: 11013780 /
Vanhan materiaalin numero: 68512200D

Tuotteen luokitus	
Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
PWD 8541	•
PWD 8546	•
Tuoteluokka	
Teline alusastioille ja virtsapulloille	•
Käyttökohde	
Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kapasiteetti	
Virtsapullot [määrä]	4
Alusastiat [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	385
Ulkomitat, nettoleveys, mm	270
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	215
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	350
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	428
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	512
Nettopaino, kg	1,66
Bruttopaino, kg	3,35