

APWD 122

Teline

optimaalinen käsittely ja desinfiointi alusastioiden pesu-desinfiointikoneessa.



EAN: 4002516066262 / Materiaalin numero: 11013780 /  
Vanhan materiaalin numero: 68512200D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Alusastioiden pesu- ja desinfiointikoneet	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PWD 8541	•
PWD 8546	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline alusastioille ja virtsapulloille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Alusastioiden ja virtsapullojen koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Virtsapullot [määrä]	4
Alusastiat [määrä]	1
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	385
Ulkomitat, nettoleveys, mm	270
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	215
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	350
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	428
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	512
Nettopaino, kg	1,66
Bruttopaino, kg	3,35