

E 518

Silikoniletku

Välineiden liittämiseen, pituus 300 mm.



- Pituus 300 mm
- 4 silikoniletkun pakkaus

EAN: 4002516087076 / Materiaalin numero: 11015260 /
Vanhan materiaalin numero: 69751800D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Silikoni
Väri	Ruostumaton teräs, Läpinäkyvä
Käyttökohde	
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	300
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	55
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	180
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Halkaisija, mm	8
Nettopaino, kg	0,06
Bruttopaino, kg	0,06