

A 623
Moduuli
mittalasiin optimaaliseen asetteluun.



- 4 suutinta
- 1–2 l mittalaseille
- Kääntyvät tuet helpottavat käyttöä

EAN: 4002516071440 / Materiaalin numero: 11025560 /
Vanhan materiaalin numero: 69662300D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli mittalaseille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mittapullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Mittalasi [määrä]	4
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	437
Ulkomitat, nettoleveys, mm	255
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	608
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	540
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	500
Nettopaino, kg	6,30
Bruttopaino, kg	7,80