

A 846

Suihkusuutin

varustettu tuilla, laboratoriopullojen ja pyöreiden pullojen käsittelyyn.



- Enint. 10 l laboratoriopulloille ja enint. 6 l pyöreille pulloille
- Suuttimen pituus: 127 mm, suuttimen pituus pidikkeen kanssa: 158 mm
- Suuttimen Ø: 10 mm
- Sopii A 313- ja A 612 -moduuleihin

EAN: 4002516071464 / Materiaalin numero: 11025590 / Vanhan materiaalin numero: 69684600D

Tuotteen luokitus

Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio

•

Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio

•

Tuoteyhteydet

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

PLW 7111

•

Tuoteluokka

Suihkusuutin

•

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs, Kumi, Muovit

Väri

Ruostumaton teräs, Musta, Harmaa

Käyttökohde

Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely

•

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

158

Ulkomitat, nettoleveys, mm

110

Ulkomitat, nettosyvyys, mm

110

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

160

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

145

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

265

Nettopaino, kg

0,23

Bruttopaino, kg

0,37