

A 848

Suihkusuutin

varustettu tuilla, mittalasiin käsittelyyn.



- Enintään 5 litran mittapulloille
- Suuttimen pituus: 350 mm
- Suuttimen Ø: 10 mm, tuen Ø: 142 mm
- Sopii A 313- ja A 612 -moduuleihin

EAN: 4002516071488 / Materiaalin numero: 11025610 /
Vanhan materiaalin numero: 69684800D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Harmaa
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	350
Ulkomitat, nettoleveys, mm	20
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	20
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	350
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	180
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	50
Nettopaino, kg	0,30
Bruttopaino, kg	0,53